



**SMOVE**  
touch&move

**SMOVE**  
Manueel

# handleiding

## SMOVE tillift

Deze handleiding is van toepassing op de onderstaande modellen

**SMOVE tillift**

touch&move 3.0

Manueel 3.0

**Hef-armen**

Clip-bevestiging

Lus-bevestiging



**Waarschuwing!** Lees de gehele instructie door voordat u het product in gebruik neemt.

De tillift dient enkel gebruikt te worden door aantoonbaar bekwame zorgverleners met adequate kennis over de uit te voeren handelingen. Neem bij vragen over het gebruik of de toepassing voor gebruik contact op met de leverancier.

**JOYinCARE**

✉ [info@joyincare.com](mailto:info@joyincare.com)

☎ 0341 - 768080

**VERSIE**

**03-2021**

© JOYinCARE 2021

Producten van JOYinCARE zijn gepatenteerd. Informatie over onze patenten kunt u opvragen bij JOYinCARE. Wij zijn alert op nieuwe ontwikkelingen, daarom kunnen technische specificaties zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. U kunt altijd bij ons een nieuwe gebruiksaanwijzing opvragen of downloaden via onze website. Zonder toestemming is het niet toegestaan de inhoud van deze handleiding geheel of gedeeltelijk te kopiëren.



**JOYinCARE BV**

Industrieweg 47  
8071 CS Nunspeet  
Tel.: 0341 768 080  
[www.joyincare.com](http://www.joyincare.com)



## Voorwoord

Hartelijk dank voor het kiezen voor de SMOVE tillift van JOYinCARE.

Het goed en veilig gebruik van onze tilliften is van groot belang. Wij hebben daarom veel aandacht besteed aan deze gebruikshandleiding. Lees deze goed door voordat u de tillift in gebruik neemt.

JOYinCARE heeft jarenlange ervaring in het oplossen van zorgvraagstukken, zoals het tillen en verplaatsen van cliënten. Ons uitgangspunt in de ontwikkeling van producten en diensten is daarbij om de bron van het probleem aan te pakken. Gedegen vooronderzoek staat altijd aan de basis van een nieuw product of concept. Samen met gebruikers ontwikkelen en testen we nieuwe oplossingen. Op deze manier draagt JOYinCARE bij aan meer “Plezier in de zorg, zorgen met plezier”.

Uw SMOVE maakt deel uit van een complete serie hoogwaardige til- en transferoplossingen.

Een serie die bestaat uit:

- Manueel verrijdbare tilliften (actief en passief);
- Tilliften met touch&move rijondersteuning (actief en passief);
- Plafondtillift;
- Diverse tiljukken.

Het maken van een veilige en comfortabele transfer vraagt ook om een goede tilband. JOYinCARE heeft een prachtige collectie tilbanden ontwikkeld in verschillende uitvoeringen en materialen. Een uitgekiend programma van confectie, maar waar nodig met een zeer snelle service van tilbanden op maat gemaakt in ons eigen naaiatelier. Alle cliënten verdienen een comfortabele en veilige transfer. Op onze website [www.joyincare.com](http://www.joyincare.com) vindt u meer informatie over de complete serie tilliften en tilbanden.

Om ervoor te zorgen dat u optimaal en met plezier met de SMOVE tillift kunt werken, doen wij ons uiterste best om u te ondersteunen met de beste service, training en advies. Heeft u vragen over het gebruik van de SMOVE en/of bijgeleverde tilbanden of wellicht cliënt specifieke vragen, bel ons gerust. Wij zijn graag in contact met onze gebruikers en kunnen altijd een extra instructie geven of meekijken hoe een specifieke casus op te lossen. Onze adviseurs zijn specialisten en hebben veel ervaring in het goed oplossen van uitdagingen op het gebied van tiltransfers .

JOYinCARE blijft voortdurend in beweging om de gebruikers van onze producten optimaal van dienst te zijn. Heeft u suggesties voor verbetering van onze producten of aanvullende ideeën voor ons productassortiment dan horen wij dit graag van u. Ervaringen of aanbevelingen kunt u sturen naar: [feedback@joyincare.com](mailto:feedback@joyincare.com).

Met hartelijke groet,

Team JOYinCARE

## Inhoudsopgave

1. Inleiding .....	4
2. Product beschrijving SMOVE Manueel Verrijdbaar .....	8
3. Product beschrijving SMOVE touch&move .....	11
4. Gebruik SMOVE manueel en touch&move .....	15
5. Inspectie & onderhoud.....	19
6. Probleemoplossing.....	21
7. Contactgegevens .....	22
Bijlage A: Technische gegevens.....	23
Bijlage B: Identificatie Labels.....	26

## 1. Inleiding

In dit hoofdstuk vindt u algemene informatie over de SMOVE tillift en een uitleg over gebruikte symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Lees deze gebruiksaanwijzing volledig door vóór u de SMOVE tillift in gebruik neemt. Ook is het aan te raden, altijd eerst de tilhandeling met een collega te oefenen of een ergocoach om instructie te vragen, alvorens de handelingen met een cliënt uit te voeren.

- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door vóór u de SMOVE in gebruik neemt;
- Aangevuld met het lezen van de gebruiksaanwijzing voor de tilband;
- Gebruik de tillift en tilband conform deze gebruiksaanwijzingen;
- Neem bij twijfel contact met ons op;
- Voor een continue en veilig gebruik is het essentieel om jaarlijks onderhoud uit te laten voeren door gekwalificeerd personeel.

### 1.1 Gerelateerde documenten

Naast deze gebruiksaanwijzing, waarin tevens dagelijks schoonmaken en veiligheidschecks zijn opgenomen, is er voor de SMOVE tillift een uitgebreide servicehandleiding beschikbaar. Voor het aanbrengen en weghalen van de tilbanden is het belangrijk ook de gebruiksaanwijzing van de te gebruiken tilband te lezen.

### 1.2 Symbolen

In deze gebruiksaanwijzing gebruiken we de volgende symbolen:



Lees alle relevante tekst aandachtig door voor u met de SMOVE gaat werken. Waar de tekst alleen relevant is voor een specifieke uitvoering wordt dit duidelijk aangegeven.



Een tip of aandachtspunt.



Gevaar voor schade aan de SMOVE bij het niet zorgvuldig uitvoeren van de instructies.



Gevaar voor ernstige verwondingen van de cliënt of zorgverlener bij het niet zorgvuldig uitvoeren van de instructies.

### 1.3 Definities

In deze gebruiksaanwijzing gebruiken we de volgende definities:

**Cliënt** De persoon welke met de SMOVE tillift in een tilband getild/verplaatst wordt.

**Zorgverlener** De persoon welke de SMOVE tillift bedient en de zorghandelingen uitvoert.

**Transfer** Het tillen, verplaatsen en goed positioneren van de cliënt.

**Tilband** Een niet vormvaste lichaamsondersteuning welke de cliënt ondersteunt tijdens de transfer met de SMOVE. De tilband wordt met lussen of veiligheidsclips aan het tiljuk van de SMOVE bevestigd.

#### 1.4 Bedoeld gebruik tillift

Een tillift is bedoeld om een zorgbehoevende cliënt onder andere van lig naar zit te helpen (bijvoorbeeld van bed naar rolstoel), wanneer de mobiliteit van de cliënt dit deels of niet meer toelaat. Vrijrijdbare tilliften zijn uitsluitend bedoeld voor transfers, bestaande uit het omhoog brengen, verplaatsen en omlaag brengen van personen en slechts één persoon per keer. Een tillift is geen transportmiddel en daarom alleen bedoeld voor het verplaatsen van cliënt over korte afstanden; binnen één ruimte bijvoorbeeld van (rol)stoel naar bed of bijvoorbeeld van slaapkamer naar badkamer. De SMOVE is standaard voorzien van een tilarm met clip-ophanging.

Een tillift dient altijd gebruikt te worden in combinatie met een tilband, waarbij de tilband door middel van lussen of veiligheidsclips aan het tiljuk van de tillift bevestigd wordt. Dit kan een tilband van JOYinCARE of ander compatibel merk zijn. De cliënt dient tijdens een transfer goed in de gaten te worden gehouden en mag nooit zonder toezicht in de tillift achtergelaten worden. De zorgverlener dient aantoonbaar bekwaam te zijn, alvorens deze de tillift gaat gebruiken. De lift kan bediend worden door een enkele zorgverlener.

De SMOVE is een actieve tillift welke is ontworpen om cliënten in mobiliteitsklasse C te ondersteunen bij het maken van een actieve transfer van en naar de rand van het bed, vanuit bijvoorbeeld een (rol)stoel of toilet. Tijdens de transfer komt de cliënt tot een staande positie en kan indien mogelijk zelf meewerken om tot een staande positie te komen. De actieve tillift dient altijd en alleen gebruikt te worden in combinatie met een actieve tilband; een rugsteun- of corsetband.

De SMOVE is niet geschikt voor cliënten welke geen steun kunnen nemen op minimaal één been of onvoldoende schouderfunctie of rompbalans hebben. Daarnaast deze tillift niet gebruiken voor cliënten welke onvoldoende de instructies kunnen opvolgen.

#### 1.5 Bedoeld gebruik Touch&move

De actieve en passieve liften van JOYinCARE zijn zowel leverbaar in een manuele uitvoering en een uitvoering met touch&move rijondersteuning. De Touch&move rijondersteuning is een elektrische aandrijving, bestaande uit een extra motorwiel welke in contact staat met de duwbeugel van de lift. De intuïtieve aandrijving is bedoeld om het manoeuvreren met de tillift lichter te maken. Het zorgt voor de aanpak van fysieke (over)belasting en vermindert daardoor de kans op lichamelijke klachten. De manuele uitvoering is uitgevoerd zonder de elektrische rijondersteuning, waarbij de door de zorgverlener geleverde kracht direct zorgt voor het bewegen van de lift.


#### 1.6 Veiligheid


Deze tillift, geleverd door JOYinCARE, is een medisch hulpmiddel (klasse I) en wordt gefabriceerd en getest volgens NEN-EN-ISO 10535. De tilband voldoet aan MDR Verordening (EU) 2017/745 en heeft een CE-markering welke is aangebracht op het label van de tilband. Aanpassingen aan de tillift anders dan reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant.


Het maximaal te tillen gewicht van de SMOVE is afhankelijk van de uitvoering en tilband:

Uitgevoerd met tilarm met clip-bevestiging	200 kg
Uitgevoerd met tilarm met clip-bevestiging	200 kg

Controleer vóór het gebruik van de tillift ook het maximale tilgewicht op de labels van de te gebruiken tilband en tiljuk. Indien de tilband of het tiljuk een lager maximaal tilgewicht heeft dan de tillift, dient u zich aan het laagste maximale tilgewicht te houden.

	Til nooit meer dan één cliënt tegelijk.
	Laat een cliënt niet alleen achter terwijl de cliënt zich in de tillift bevindt.
	De SMOVE is niet geschikt voor gebruik onder de douche, grote stralen water kunnen ernstige storingen veroorzaken.
	Het veilig gebruik van tilbanden van JOYinCARE in combinatie met de SMOVE is uitgebreid getest en gedocumenteerd. U herkent deze tilbanden aan het JOYinCARE logo op het label in de tilband. Mocht u een ander merk tilband gebruiken, dan is het verstandig om na te gaan of deze combinatie getest en veilig bevonden is.
	Let goed op het onderscheid van een lus- of veiligheidsclipverbinding; lussen worden alleen aan een tilarm met haken bevestigd, veiligheidsclips alleen op een tilarm met paddestoeltjes.
	Stel de SMOVE niet bloot aan temperaturen onder 10° en boven 50° Celsius.
	Stel de SMOVE niet bloot aan een luchtvochtigheid onder 40% en boven 70%.
	Til nooit cliënten boven het maximum tilgewicht, de laagste waarde van gebruikte accessoires is leidend voor het maximaal tilgewicht van de gehele combinatie.

	Controleer de SMOVE regelmatig op loszittende delen en slijtage van bijvoorbeeld rubbers, banden of kunststof kappen. Stop het gebruik wanneer u afwijkingen constateert en neem contact op met de technische dienst of leverancier.
	Gebruik voor het opladen van de accu alleen de bijgeleverde acculader en snoer.
	De acculader is ontworpen voor gebruik in een droge omgeving, dus niet in de doucheruimte of andere natte ruimtes.
	De accu van de SMOVE ontladtd zichzelf langzaam. Om schade aan de accu te voorkomen is het goed de accu tenminste elke drie maanden op te laden, ook al wordt de tillift niet gebruikt. Zie verder de secties over accu laden van de SMOVE Manueel Vrijrijdbaar en Touch&move.

	Haal tijdens het onderhoud van de SMOVE Manueel Vrijrijdbaar altijd de accu uit de tillift, dit voorkomt een onverwachte beweging van de tillift en eventuele beknelling of andere verwonding. Voor hetzelfde doel de SMOVE touch&move op het vaste bedieningspaneel uitzetten. Zie servicehandleiding.
	Jaarlijks onderhoud van uw SMOVE is essentieel voor optimaal en veilig gebruik en garandeert een lange levensduur, lees ook hoofdstuk 5.

### 1.7 Garantie

De te verwachten levensduur van de tilliften is 10 jaar bij normaal gebruik en onderhoud zoals beschreven in de handleiding. Het doen van aanpassingen anders dan door de fabrikant uitgevoerd, is ten strengste verboden en zorgt ervoor dat een tillift bij inspectie dient te worden afgekeurd.

JOYinCARE geeft twee jaar garantie op de SMOVE. Onderdelen die gevoelig zijn voor slijtage vallen hier niet onder. Garantie is niet van toepassing op schade of gebreken die aan de SMOVE zijn ontstaan door verkeerd of onkundig gebruik en reparaties uitgevoerd door onvoldoende gekwalificeerd personeel. De beoordeling hiervan ligt bij de fabrikant, of een door haar aangewezen vertegenwoordiger. Voor garantie op de tilbanden verwijzen we naar de gebruiksaanwijzing van de tilbanden.

## 1.8 Aansprakelijkheid

Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor gevolgschade bij storingen en zijn niet aansprakelijk voor onveilige situaties, ongevallen en schade die het gevolg zijn van:

- Het niet volgen van de instructies opgenomen in deze gebruiksaanwijzing, de gebruiksaanwijzing van bijbehorende tilband en servicehandleiding;
- Het gebruik van de SMOVE voor andere toepassingen dan omschreven;
- Het aanbrengen van wijzigingen aan de SMOVE en het gebruik van andere dan de voorgeschreven vervangingsonderdelen.





Elk ernstig incident in verband met het hulpmiddel, ongeacht de oorzaak, moet in overeenstemming met MDR Verordening (EU) 2017/745 zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de fabrikant.

Er is sprake van een ernstig incident wanneer een incident direct of indirect heeft geleid of had kunnen leiden tot:

- a. Het overlijden van een patiënt, gebruiker of andere persoon,
- b. Een tijdelijke of blijvende ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand van een patiënt, gebruiker of andere persoon,
- c. Een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.



## 2. Product beschrijving SMOVE Manueel Verrijdbaar



## 2.1 Algemeen

De SMOVE is in vier uitvoeringen beschikbaar. Deze manueel verrijdbare versie met tilarm voorzien van haken of paddenstoeltjes en de versie met Touch&move voorzien van haken of paddenstoeltjes. De tillift heeft een groot tilbereik, waardoor een cliënt van een zittende positie naar een volledig staande positie getild kan worden.

## 2.2 Arm omhoog / omlaag

Op de handbediening vindt u het symbool voor omhoog / gaan staan ↑ en omlaag / gaan zitten ↓. Door op de knop te drukken zal de tilarm omhoog of omlaag gaan.

## 2.3 Onderstel

Om met de tillift goed om een rolstoel of ander inrichtingselement te komen kan het onderstel verbreed worden. Pak de handbediening en druk op de linker knop met onderstel symbool en de poten gaan uit elkaar, als u op de rechterknop drukt sluiten de poten zich weer. Voor rijden en manoeuvreren met de tillift is het aan te raden het onderstel op de smalste stand te zetten. Meerdere functies kunnen tegelijkertijd bediend worden, zoals hoog/laag en kantelen van het juk. Wanneer verschillende functies na elkaar gebruikt worden dient voor een juiste werking rustig gewisseld te worden tussen de knoppen.

Het onderstel is voorzien van een voetenplaat, waar de cliënt met beide voeten op kan steunen tijdens de transfer.

De twee achterste wielen zijn voorzien van een rem, deze kunnen met de voet bediend worden; beugel naar beneden drukken om remfunctie in te schakelen, beugel naar boven duwen om wiel te ontgrendelen.



## 2.4 Noodstop

Om alle bewegingen te stoppen dient de rode noodstop ingedrukt te worden. Gebruik deze knop alleen in noodsituaties. Voor het weer activeren van de normale bedieningsmogelijkheden kan de rode noodstop knop een kwart slag gedraaid worden.




## 2.5 Nooddaalfunctie

Mocht de tillift onverwacht niet meer omhoog of omlaag gaan, dan kan met de nooddaalfunctie altijd de cliënt nog handmatig op een bed of stoel geplaatst worden. Activeer de noodknop en beweeg voor het activeren van de nooddaalfunctie de rode schuif op de motor omhoog. De nooddaalfunctie werkt alleen wanneer de tilarm belast is. Het dalen start met een kleine vertraging.



## 2.6 Tilarm en mast


De SMOVE is uitgerust met een mast en tilarm, welke een actieve tilbeweging maakt. De tilarm is voorzien van twee paddenstoeltjes voor het bevestigen van de tilband met (veiligheids)clips. De SMOVE is geschikt voor gebruik in combinatie met een actieve tilband, zoals een rugsteunband of corsetband. Voor het veilig tillen van een cliënt dienen altijd de twee clips aangehaakt te zijn tijdens de transfer.



Daarnaast is de tilarm zo vormgegeven, dat de cliënt zich tijdens de tilbeweging direct aan de tilarm kan vasthouden of aan de horizontale handgrepen. Afhankelijk van mogelijkheden of beperkingen kan de meest optimale handgreep gekozen worden. De armen van de cliënt worden bij gebruik van de tilband over de tilband heen geplaatst.

Op de mast zijn twee beensteunen gemonteerd, deze veren mee met de sta beweging en geven zo een extra comfortabele ondersteuning tijdens de transfer.

Voor het veilig gebruiken van alle hierboven staande functies tijdens transfers verwijzen we graag naar hoofdstuk 4 en de gebruiksaanwijzing van de bijbehorende tilband.

	<p>De tilarm met paddenstoeltjes is alleen geschikt voor gebruik in combinatie met een tilband met clipbevestiging. De tilarm met haken is alleen geschikt voor gebruik in combinatie met een tilband met lussen.</p>
---	---

## 2.7 Opladen accu (alleen voor SMOVE Manueel Verrijdbaar)

Voor de continuïteit in het werkproces is het goed om het opladen van de accu op te nemen in de dagelijkse routine, bijvoorbeeld door de accu elke avond op te laden. Maak ook afspraken wie verantwoordelijk is voor het opladen van de accu.

U bevordert de levensduur van uw accu's door ze regelmatig op te laden, maar niet voordat deze volledig leeg zijn. Op het paneel van de accu zit een indicatielampje, welke gaat branden als de accu bijna leeg is. Het is belangrijk om de accu dan direct te wisselen.

Door de accu stevig vast te pakken en tegelijkertijd de knop aan de bovenkant in te drukken, kan de accu uit de GentleMove gehaald worden. Plaats de accu in de bijbehorende acculader en zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact geplaatst is.



U ziet dan een groen lampje branden, dit betekent dat de netspanning ingeschakeld is. Een oranje lampje brandt zolang de accu wordt opgeladen, zodra dit oranje lampje uitgaat is de accu volledig opgeladen. Dit proces duurt gemiddeld 8 uur. De volle accu kan in de aangesloten acculader blijven tot deze weer gebruikt wordt in de tillift. Pak de accu bij het terugplaatsen weer stevig vast en druk tegelijkertijd de knop aan de bovenkant in. Plaats de accu in de GentleMove en druk de accu stevig aan.

### 3. Product beschrijving SMOVE touch&move






#### 3.1 Algemeen

De SMOVE is in vier uitvoeringen beschikbaar. Naast de manueel verrijdbare versie met tilarm voorzien van clip- of lus-bevestiging, ook deze versie met Touch&move voorzien van haken of paddenstoeltjes. Aanvullend op hoofdstuk 2, behandelt dit hoofdstuk de onderdelen die uniek zijn voor de touch&move.




Uniek aan dit model is het elektrische rijondersteuning van het touch&move wiel, dat zorgt voor moeiteloos verrijden en manoeuvreren van de tillift, zelfs over een stroef oppervlak, zoals vloerbedekking, kleine drempels en obstakels. Het wiel bevindt zich onder de afdekkap tussen de twee zwenkwielen. Het wiel draait vanzelf in de gewenste rijrichting, welke door een lichte duwbeweging tegen de duwbeugel kan worden bepaald. Het wiel draait zowel voor- als achterwaarts en tot 90 graden zijwaarts. In de voor- en achterwaartse richting zal de snelheid maximaal 5 km bedragen, zijwaarts is dit 2.5 km per uur.

### 3.2 Extra aandachtspunten voor het veilig werken met SMOVE touch&move

	De blauwe afdekkap van de elektronicabox mag alleen verwijderd worden door gekwalificeerd personeel. Dit geldt ook voor het verwisselen van het Touch&move wiel en accu's.
	Pak de duwbeugel pas vast zodra de tillift volledig opgestart is.
	Het duurt een paar seconden voor de tillift operationeel is, tijdens dit opstarten geen krachten op de duwbeugel uitoefenen.
	Hang geen kleding of tilbanden over de duwbeugel.
	Voorkom dat grote (piek)krachten op de duwbeugel worden uitgeoefend, de sensor kan daardoor onverwacht reageren.
	Gebruik de SMOVE niet indien het oranje service indicatielampje blijvend brandt. Als dit tijdens een transfer plaats vindt, de transfer rustig afronden, daarna service uit laten voeren door voldoende gekwalificeerd personeel.
	Er is een mooie E-learning module beschikbaar over manoeuvreren met manueel verrijdbare tilliften en de Touch&move, inclusief een aantal filmpjes over het gebruik van de touch&move rijondersteuning. U vindt deze gratis module op: <a href="http://www.free-learning.nl/modules">http://www.free-learning.nl/modules</a> - Manoeuvreren met tilliften
	Een instructie video over het gebruik van de Touch&move is te vinden via: <a href="https://youtu.be/zOXdk9Uyc-Q">https://youtu.be/zOXdk9Uyc-Q</a>

### 3.3 Vast bedieningspaneel

De SMOVE touch&move is voorzien van zowel een vast bedieningspaneel als een handbediening. De afbeelding hieronder toont links het vaste paneel dat op de duwbeugel is gemonteerd en rechts de losse handbediening.



1) Arm en tiljuk omhoog / omlaag	a) Aan / Uit knop
2) Verbreden / versmallen onderstel	b) Aan / Uit indicatielampje
	c) Service indicatielampje
	d) Accu indicatielampje

De symbolen 1, 2 en 3 zijn voor beide bedieningsmogelijkheden identiek. Zie hoofdstuk 2 voor het gebruik van de functies.


### 3.4 Activeren

Met de Aan/uit-knop (a) worden alle functies van de SMOVE touch&move geactiveerd. Druk deze knop 2 seconden in, daarna gaan alle indicatielampjes op het vaste bedieningspaneel branden. Laat het bedieningspaneel en duwbeugel vervolgens los. De touch&move rijondersteuning heeft ongeveer 5 seconden nodig om zichzelf in te stellen. Zodra het Aan/uit-indicatielampje (b) groen oplicht, zijn alle functies klaar voor gebruik en mag de duwbeugel vastgepakt worden.

Als de SMOVE touch&move langere tijd niet gebruikt wordt is het aan te raden deze uit te schakelen door de Aan/uit-knop ingedrukt te houden. Na 15 minuten gaat het Aan/uit-indicatielampje groen knipperen, waarmee de lift in slaapstand gaat. Zodra de lift aangeraakt of gebruikt wordt zal de lift weer volledig werken. Mocht de tillift langer dan 30 minuten niet gebruikt worden, schakelen alle functies automatisch uit. Voor gebruik dient de tillift dan weer opnieuw ingeschakeld te worden.

### 3.5 Noodstop

Om alle bewegingen te stoppen dient de rode noodstop op de mast ingedrukt te worden. Gebruik deze knop alleen in noodsituaties. Voor het weer activeren van de normale bedieningsmogelijkheden kan de rode noodstop knop een kwart slag gedraaid worden.

	<p>Gebruik van de noodknop op de SMOVE touch&amp;move zal het alarmsignaal activeren. Gebruik de aan/uit-knop op het bedieningspaneel om de lift uit te schakelen of wacht totdat de lift zich automatisch uitschakelt.</p>
---	---

### 3.6 Service

Als het service indicatielampje (c) gaat branden, heeft zich een stroomstoring in het touch&move wiel voorgedaan. Mocht het lampje tijdens een transfer gaan branden, maak deze dan rustig af en zorg dat onderhoud wordt uitgevoerd door voldoende gekwalificeerd personeel.


### 3.7 Accu indicatielampjes

De accu indicatielampjes (d) op het bedieningspaneel hebben de volgende betekenissen:

- 1) Drie accu indicatielampjes branden groen: accu is volledig geladen;
- 2) Twee accu indicatielampjes branden groen: accu is 45-70% gevuld;
- 3) Eén accu indicatielampje brandt groen: accu is 20-45% gevuld;
- 4) Eén accu indicatielampje brandt continue rood: accu is <20% gevuld;
  - Maak de transfer rustig af;
  - Start z.s.m. met het opladen van de accu;
- 5) Eén accu indicatielampje knippert rood: accu is bijna leeg;
  - Maak de transfer rustig af;
  - Het tiljuk / tilarm kan niet meer omhoog bewogen worden, wel naar beneden;
  - Het onderstel kan nog wel verbreed / versmald worden;
  - Er klinkt een pieptoon bij elke ingezette beweging;
  - De Touch&move rijondersteuning wordt uitgeschakeld;
  - Start z.s.m. met het opladen van de accu.

### 3.8 Opladen accu

Achter de mast van de SMOVE touch&move zit een opbouw met blauwe afdekkap, hierin zit de electronicabox voor de aansturing van alle functionaliteit en de accu. De accu kan opgeladen worden met de bijgeleverde acculader, welke te herkennen is aan de JOYinCARE sticker.



Rijd de tillift naar een stopcontact, open het klepje aan de voorkant van de opbouw en druk de oplaadconnector op zijn plaats, sluit de stekker op het lichtnet aan. Er gaat een rood lampje op de acculader branden als teken dat de accu wordt opgeladen. Zodra het lichtje groen wordt is de accu vol. Het volledig opladen van de accu duurt 6 uur. Zorg ervoor dat de noodknop niet is geactiveerd tijdens het opladen. Haal de stekker uit het stopcontact, verwijder de oplaadconnector en de tillift is weer klaar voor gebruik.

Tijdens het laden van de accu zal de tillift zichzelf uitzetten en kan dus niet gebruikt worden. Wordt de tillift toch tijdens het laden aangezet dan ziet u kort de accu-indicatielampjes groen oplichten, vervolgens wordt de tillift weer uitgeschakeld. Vóórdat de GentleMove Touch&move gebruikt wordt altijd eerst de stekker uit het stopcontact halen en de stekker van de oplader uit de tillift halen.

### 3.9 Rijden en manoeuvreren met touch&move

De duwbeugel van de SMOVE touch&move is voorzien van een sensor, deze registreert de kracht en richting die uitgeoefend wordt op de duwbeugel.

- Voor rechtuit rijden rustig tegen de duwbeugel duwen, de tillift zet zich vanzelf in beweging;
- Voor achteruit rijden rustig aan de duwbeugel trekken en de tillift zal in achterwaartse richting rijden;
- Datzelfde geldt voor schuin voor- en achterwaarts rijden: rustig de richting aangeven en de Touch&move rijondersteuning zijn werk laten doen;
- Voor zijwaarts rijden: laat de tillift eerst tot stilstand komen en duw dan tegen de zijkant van de duwbeugel. Het wiel draait vanzelf in de gewenste richting en start met bewegen. Probeer of het prettig is om hierbij naast de lift te gaan staan;
- Na het bereiken van de gewenste positie, de duwbeugel loslaten, het wiel gaat na 2 seconden automatisch weer naar de voorwaartse stand.




Het rijden en manoeuvreren met de SMOVE touch&move gaat het eenvoudigst wanneer rustig en in de gewenste richting tegen de duwbeugel wordt geduwd. De elektrische ondersteuning krijgt dan voldoende tijd om de tillift in beweging te brengen en houden. Wanneer u een te grote kracht op de duwbeugel uitoefent, wordt de touch&move rijondersteuning automatisch uitgeschakeld, het Aan/uit indicatielampje gaat continu rood branden en de lift geeft een piepsignaal. De overige functies kunnen nog wel bediend worden. Laat de duwbeugel los, zet de lift uit en vervolgens weer aan. De sensoren worden hierdoor automatisch opnieuw ingesteld. Daarna kunt u opnieuw de gewenste beweging rustig inzetten. De touch&move rijondersteuning werkt ook als u naast de tillift en dus ook naast de cliënt loopt.

## 4. Gebruik SMOVE Manueel en touch&move

### 4.1 Algemeen

Het is voor de cliënt en uzelf prettig als u op het werken met de tillift en tilband goed bent voorbereid. Lees voor gebruik ook goed de gebruiksaanwijzing van de tilband. Aangevuld met een praktische training waarbij u een collega tilt en ervaart hoe het is om met een tillift een transfer te maken. Dit geeft het nodige vertrouwen om de handeling met een cliënt uit te voeren.

Check of de indicatielampjes veilig gebruik en een correcte accuvulling aangeven. Mocht de tillift niet werken, controleer dan of de noodstop ingedrukt is, door de knop rechtsom te draaien ontkoppelt u de noodstop. Voor de Touch&move is het natuurlijk essentieel dat de kabel van de acculader losgekoppeld is, alvorens de tillift te verrijden.


	Kijk in het zorgdossier of er lichamelijke veranderingen zijn van de cliënt en of u de cliënt alleen of met meer zorgverleners kunt tillen.
	Leg de juiste maat en type tilband klaar, voor het bepalen van de maat en type volgt u de instructies in de gebruiksaanwijzing van de tilband.
	Check vooraf of de tilband geen beschadiging heeft, het is van essentieel belang dat het materiaal, de stiksels, naden, biezen en de (veiligheids)clips of lussen onbeschadigd zijn. Beschadigde tilbanden dienen onmiddellijk buiten gebruik gesteld te worden.
	Controleer of de tilband geschikt is voor het gebruik aan de SMOVE.

### 4.2 Tilband bevestiging

Een tilband kan afhankelijk van het type ophangpunten bevestigd worden door middel van (veiligheids)clips of lussen. Een tilarm met paddestoelen kan alleen gebruikt worden in combinatie met een tilband met (veiligheids)clips. Wanneer de SMOVE is uitgevoerd met een tilarm met haken, is deze alleen geschikt om een tilband met lussen aan te bevestigen. Controleer voor gebruik alle (veiligheids)clips of lussen op afwijkingen of gebreken. Stel de tilband bij geconstateerde gebreken of enige twijfel direct buiten gebruik.

#### A) Door middel van clips

De werking van een (veiligheids)clip kan per leverancier verschillen. Lees de handleiding van de betreffende tilband de instructies. De Careclip van JOYinCARE werkt als volgt.



Aanbrengen van de Careclip: De clip kan geplaatst worden door het schuifje aan de zijkant van de clip in te drukken en de opening die nu ontstaat volledig over het paddestoeltje van het tiljuk te plaatsen. Laat het schuifje los. Het schuifje sluit de clip af en is daarmee veilig geborgd op het paddestoeltje van het tiljuk.

Verwijderen van de Careclip: Zorg ervoor dat het gewicht van de cliënt volledig wordt ondersteund door het onderliggende oppervlak, voordat de clip wordt verwijderd. Druk het schuifje volledig in en til de clip volledig over het paddestoeltje heen.




Controleer altijd voor het tillen of alle clips goed zijn aangebracht door de bevestiging visueel te bekijken en aan het **handvat** van de clip (zie pijl) te trekken. Breng de tilarm iets omhoog totdat er spanning op de tilband staat en controleer de clips nogmaals. Til de cliënt pas verder omhoog wanneer alle clips goed gecontroleerd zijn.



**Conformiteit:** De tilarm is voorzien van universele ophangpunten geschikt voor stalift-tilbanden met veiligheidsclips. Het asje van de paddenstoel heeft een diameter van 7 mm en een lengte van 6 mm, de kop van de paddenstoel heeft een diameter van 12 mm. Daarbij is de spanbreedte tussen de ophangpunten 39,5 cm. Controleer de specificaties van de specifieke tilband of deze geschikt is voor gebruik in combinatie met dit type tiljuk en paddenstoelen. Voor een veilig gebruik van de tillift dient de gebruikte tilband ook gefabriceerd te zijn volgens NEN-EN-ISO 10535.

## B) Door middel van lussen



Aanbrengen van de lussen: Hang de lussen over de haken van de tilarm. Kruis de banden niet en gebruik dezelfde lengte voor beide lussen.

Verwijderen van de lussen: Zorg ervoor dat het gewicht van de cliënt volledig wordt ondersteund door het onderliggende oppervlak, voordat de lus wordt verwijderd. Til de lussen over de haken van de tilarm.



Controleer altijd voor het tillen of alle lussen goed zijn aangebracht door de bevestiging visueel te bekijken en aan de lus te trekken. Breng de tilarm iets omhoog totdat er spanning op de tilband staat en controleer de lussen nogmaals. Til de cliënt pas verder omhoog wanneer alle lussen goed gecontroleerd zijn.

**Conformiteit:** Een tillift met lus-ophangpunten kan veilig worden gebruikt in combinatie met elke tilband uitgerust met lussen. Voor een veilig gebruik van de tillift dient de gebruikte tilband ook gefabriceerd te zijn volgens NEN-EN-ISO 10535.

## 4.3 Voorbereiding

Rijd de tillift binnen handbereik en leg de cliënt uit wat u gaat doen. Is het de eerste keer dat een cliënt met de SMOVE getild wordt, dan is het goed om met een collega de cliënt te laten zien hoe de tilhandeling uitgevoerd wordt.

Breng de tilband aan zoals aangegeven in de gebruikshandleiding van de tilband. Zowel de manier van aanbrengen als de positie verschilt per type tilband. Hier laten we het gebruik van een rugsteunband zien.

- 1) Rijd de SMOVE binnen handbereik en leg de cliënt uit wat u gaat doen;
- 2) Controleer of het bed op de rem staat;
- 3) Breng de tilband aan, terwijl de cliënt stabiel op de rand van het bed zit of breng de tilband aan in de rolstoel. Indien de cliënt onvoldoende rompbalans heeft, is een tweede hulpverlener noodzakelijk;
- 4) Zorg altijd, dat zowel het bed, als de rolstoel op de rem staan;
- 5) Breng het midden van de rugsteunband op de rug aan onder de schouderbladen.
- 6) Breng de uiteinden van de rugsteunband onder de oksels door en plaats de armen over de tilband;
- 7) Controleer of de uiteinden even lang zijn. Maak de buikfixatie vast en trek deze aan;
- 8) Rijd de tillift naar de cliënt toe wanneer de tilband is aangebracht;
- 9) Spreid indien nodig het onderstel. Zorg ervoor dat de tilarm van de tillift naar beneden staat. Let op eventuele uitstekende obstakels zoals stoeleuning of een werkblad;
- 10) Verwijder de voetsteunen van de rolstoel of zwenk ze naar buiten;
- 11) Rijd de tillift aan tot voor de cliënt. Til de voeten van de cliënt op en zet deze op de voetenplaat van de SMOVE, of laat de cliënt dit zelf doen. Let erop dat beide voeten geheel op de voetenplaat staan;


- 12) Rijd de SMOVE dichterbij, zodat de onderbenen van de cliënt volledig contact maken met de kniesteun van de SMOVE. Bevestig de clips van de rugsteunband aan de paddenstoeltjes van de tilarm van de SMOVE. Controleer of deze beiden goed zijn aangebracht;
- 13) Zet de tillift op de rem.

#### 4.4 Gaan staan met de SMOVE

Blijf tijdens het tillen met de SMOVE naast de cliënt staan, dit geeft extra vertrouwen aan de cliënt.

- 1) Laat de cliënt met één hand of beide handen de handvaten vastpakken of laat de cliënt beide handen vasthouden voor de buik, deze laatste methode is vaak comfortabeler bij cliënten met een halfzijdige verlamming;
- 2) Nodig de cliënt uit mee te helpen tijdens het gaan staan. Indien de cliënt voldoende sta functie heeft kunnen de knieën van de cliënt loskomen van de kniesteun;
- 3) Begin met tillen van de cliënt door de tilarm omhoog te bewegen. Let erop dat de rugsteunband op de juiste plaats blijft zitten.



	<p>Wanneer de cliënt in de tillift onwel wordt of andere ongemakken aangeeft, dient u de tilhandeling direct te staken. Breng de cliënt terug in de rolstoel of op de rand van het bed. Zodra u de knop voor het heffen op de afstandsbediening los laat, stopt de handeling direct. En kunt u met de knop voor omlaag (1) de daling inzetten.</p>
---	--

#### 4.5 Het verplaatsen van de SMOVE

De SMOVE kan aan de hand van de volgende stappen verplaatst worden:

- 1) Ontgrendel de remmen van het onderstel van de SMOVE;
- 2) Rijd de SMOVE naar achteren, weg van de rolstoel of het bed;
- 3) Controleer de kleding van de cliënt;
- 4) Zet het onderstel op de smalste stand, zodat u makkelijker door de deuropening kan rijden;
- 5) Rijd naar de gewenste locatie, bijvoorbeeld het toilet, de rolstoel of het bed;
- 6) Controleer tijdens het verrijden of de cliënt stabiel staat;
- 7) Controleer of de tilband goed blijft zitten.

#### 4.6 Gaan zitten met de SMOVE

Als er naar de rolstoel getild wordt, verwijder dan de voetsteunen van de rolstoel of zwenk ze naar buiten. Zet de rolstoel of bed altijd op de rem, voor u de cliënt gaat tillen.

- 1) Rijd de SMOVE tot aan de rolstoel, het bed of het toilet;
- 2) Verbreed indien nodig het onderstel van de SMOVE;
- 3) Verwijder indien nodig de kleding van de cliënt voor het toiletteren;
- 4) Laat de tilarm zakken totdat de cliënt volledig kan gaan zitten op de rand van het bed, de zitting van de rolstoel of zitting van het toilet;
- 5) Controleer of de cliënt stabiel zit;
- 6) Zet de tillift op de rem wanneer de cliënt tijdens het toiletteren alleen gelaten wordt;
- 7) Laat de tilband vastzitten aan de lift en zorg dat deze iets op spanning staat, dit geeft voor de meeste cliënten een extra steun;
- 8) Controleer altijd voor het wegloopt of de cliënt alleen gelaten kan worden en zorg dat de cliënt eventueel het alarm kan bedienen;
- 9) Laat de tilarm zakken totdat de spanning van de tilband is en maak de clips los van de paddenstoeltjes;

- 10) Maak de buikfixatie los;
- 11) Til de voeten van de cliënt één voor één van de voetenplaat of laat de cliënt dit zelf doen;
- 12) Controleer of de cliënt veilig zit en rijd dan de SMOVE weg;
- 13) Verwijder de tilband.





Altijd goed afwegen of het veilig is de cliënt in deze positie alleen te laten en voor hoe lang. Zorg dat de cliënt eventueel bij het alarm kan en deze ook kan bedienen.

## 5. Inspectie & onderhoud

### 5.1 Dagelijkse inspectie


Voor elk gebruik van de SMOVE tillift en tilbanden dient aandacht besteed te worden aan de volgende punten.

	Controleer of de SMOVE en tilband schoon zijn
	Controleer of de accu's voldoende zijn opgeladen
	Controleer of de wielen van de lift schoon zijn en soepel draaien
	Controleer of alle onderdelen goed geborgd en onbeschadigd zijn
	Controleer of alle bewegingen van de lift normaal functioneren (hoog/laag, openen/sluiten onderstel)
	Controleer de tilband vóór elk gebruik. Let extra op naden, stiksels en lussen. Controleer of beide veiligheidsclips onbeschadigd zijn en de sluiting goed functioneert.

	Wordt bij bovenstaande inspectie een afwijking geconstateerd, de SMOVE of tilband niet gebruiken en direct de technische dienst of leverancier informeren.
---	--

### 5.2 Periodieke inspectie

Uw SMOVE dient conform NEN-EN ISO 10535 en NEN 7506 minimaal 1 keer per jaar te worden geïnspecteerd door aantoonbaar gekwalificeerd personeel. Alle functionele delen moeten worden nagekeken en er dient minimaal 1 tillift cyclus uitgevoerd te worden met 75% van het maximale tilgewicht. Geadviseerd wordt de tillift te laten inspecteren volgens de richtlijnen omschreven in NEN 7506 - Inspectie en onderhoud van patiëntentilliften.

	Let op: bij inspectie van de maximale belasting dient de tillift belast te worden zoals bij normaal gebruik. Dit wil zeggen door middel van een neerwaartse kracht, waarbij de volledige hoog-laag beweging met het maximale gewicht getest wordt.
---	--

### 5.3 Onderhoud

Ook preventief onderhoud aan de tillift dient minimaal 1x per jaar te worden uitgevoerd. Onderhoud van de tillift kan een gevolg zijn van inspectie maar mag ook separaat worden uitgevoerd. Dit onderhoud is nodig om de veiligheid en de levensduur van de tillift te bevorderen. De uitgebreide beschrijving van het onderhoud staat beschreven in de servicehandleiding van de tillift. Bij beschadiging/afwijking dienen de onderdelen vervangen te worden. Gebruik bij vervanging van componenten uitsluitend originele onderdelen van de fabrikant, welke voorzien van serienummer zijn terug te vinden in de servicehandleiding.

JOYinCARE verzorgt graag de inspectie- en onderhoudsbeurt voor u, daarvoor kunt u vrijblijvend informatie voor een servicecontract aanvragen. Ook geven we training in het vakkundig uitvoeren van een inspectie- en onderhoudsbeurt en stellen graag onze uitgebreide servicehandleiding ter beschikking.

### 5.4 Logboek

Van elke tillift dient een logboek bijgehouden te worden, waarin verslag gedaan wordt van inspectie, onderhoud en eventuele storingen, schade of slijtage. Dit geldt ook voor de onderhoudspartij.


Bij constatering van een defect, schade of slijtage dient de betreffende SMOVE altijd direct buiten gebruik gesteld worden tot nadere inspectie en reparatie heeft plaatsgevonden.

## 5.5 Reinigen

Geadviseerd wordt om de tillift na gebruik te reinigen en/of te desinfecteren. Gebruik hiervoor een vochtige doek en warm water en knijp deze goed uit. Gebruik voor het reinigen een gewoon, niet-agressief schoonmaakmiddel. De accu en oplader mag alleen met een droge doek worden afgenomen.

JOYinCARE adviseert het gebruik van Mikrozyd® schoonmaak- en desinfectiedoekjes. Deze licht alcoholhoudende desinfecterende doekjes zijn verkrijgbaar via JOYinCARE.

Voor het reinigen van de tilband wordt verwezen naar de handleiding van de tilband.

	Gebruik voor het reinigen geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen
	Pas op dat de tillift niet te nat wordt. Dit kan problemen geven met elektrische onderdelen of tot roestvorming leiden. Zet de tillift niet onder de douche.

## 5.6 Milieutechnische aspecten

De onderdelen van de SMOVE moeten gerecycled worden in overeenstemming met de regels van het land waar de SMOVE gebruikt wordt.

Zorg bij de volgende onderdelen dat er een milieuvriendelijke manier van verwijderen wordt gehanteerd:

- Elektronica
- Accu's
- Plastic onderdelen

## 6. Probleemoplossing

Bekijk onderstaand overzicht om mogelijke problemen te verhelpen. Mocht het probleem aan de hand van onderstaande punten niet worden opgelost, neem contact op met de technische dienst, uw leverancier of JOYinCARE. Stel de tillift buiten gebruik.

### 6.1 SMOVE Manueel verrijdbaar

#### 1. De lift kan niet aan worden gezet

- Controleer de noodstop.  
Draai indien nodig naar rechts om te ontgrendelen
- Controleer de batterijspanning.  
Laadt de accu indien nodig op

#### 2. Bediening van de lift via de handbediening werkt niet

- Controleer of de connector van de handbediening correct is aangesloten.
- Indien het probleem zich blijft voordoen, kan er een nieuwe handbediening besteld worden.

#### 3. Lift werkt te traag of te snel

- Vergelijk de tijdsduur van een volledige tilbeweging met de specificaties van de lift. Indien deze snelheid gelijk is aan de specificatie is er geen sprake van een afwijking.

#### 4. De lift laadt niet op

- Controleer of de accu goed in de lader ligt, het "charge" lampje gaat branden en de stekker van de oplader goed op het lichtnet is aangesloten.
- Controleer of het groene lampje van de oplader brandt wanneer deze is aangesloten op het lichtnet. Controleer vervolgens of het oranje lampje tijdens het opladen gaat branden enkele seconden nadat de accu in de acculader is geplaatst.
- Controleer of gebruik gemaakt wordt van de juiste oplader.

### 6.2 SMOVE touch&move 3.0

#### 1. De touch&move rijondersteuning werkt niet

- Schakel product uit en zet opnieuw aan
- Controleer of de noodstop is geactiveerd  
Draai indien nodig naar rechts en zet de lift opnieuw aan
- Controleer of de touch&move is losgekoppeld van de acculader.  
Verwijder de stekker van de acculader uit de lift en zet de lift opnieuw aan
- Controleer of de touch&move op de juiste wijze wordt aangezet.
  - Houdt de aan/uit knop enkele seconden ingedrukt
  - De aan/uit knop dient niet langer dan enkele seconden ingedrukt gehouden te worden. De touch&move schakelt zich dan weer automatisch uit.
  - Houdt de duwbeugel niet vast tijdens het aanzetten en opstarten
- Controleer de batterijspanning  
Indien de batterij status indicatie rood knippert dient de touch&move opgeladen te worden.

#### 2. Bediening van de lift via de handbediening werkt niet

- Controleer of de connector van de handbediening correct is aangesloten.
- Indien er zich geen problemen voordoen met de bediening via het bedieningspaneel, kan het probleem opgelost worden door een nieuwe handbediening te bestellen.

### 3. De lift laadt niet op

- Controleer of de oplaadconnector en stekker van lader goed zijn aangesloten op de lift en het stopcontact.
- Controleer of gebruik gemaakt wordt van de juiste oplader. Deze is herkenbaar aan de JOYinCARE sticker.

### 4. Er klinkt een piepsignaal

- Controleer of noodknop is ingedrukt
- Ontgrendel de noodknop door deze naar rechts te draaien en schakel de lift opnieuw in.

## 7. Contactgegevens


### Fabrikant

JOYinCARE BV  
Industrieweg 47  
8071 CS, Nunspeet  
Tel.: 0341 768 080


[info@joyincare.com](mailto:info@joyincare.com)  
[www.joyincare.com](http://www.joyincare.com)



## Bijlage A: Technische gegevens



SMOVE Manueel



SMOVE touch&move



<b>SMOVE Manueel Verrijdbaar</b>			
	Onderdeel	Specificaties	
A	Hoogste positie tilarm	158	cm
B	Laagste positie tilarm	90	cm
C	Hoogte van het onderstel	11,5	cm
D	Ruimte onder het onderstel	6	cm
E	Bereik tilarm op laagste positie	31	cm
F	Bereik tilarm op hoogste positie	(-)-23*	cm
G	Lengte tilarm	59	cm
H	Volledige lengte	109	cm
I	Hoogte duwbeugel & minimale totale hoogte	115	cm
J	Maximale totale hoogte	158	cm
K	Maximale breedte	105	cm
L	Interne breedte bij maximale spreiding	90	cm
M	Minimale breedte	64	cm
N	Interne breedte bij minimale spreiding	54	cm
-	Maximale draaicirkel	132	cm
-	Maximaal gewicht	200	kg
-	Tijdsduur volledige tilbeweging	15	sec
-	Totaal gewicht	70	kg

\* Bereik valt achter de knie/beensteunen

<b>Accu SMOVE Manueel</b>	
Onderdeel	Specificaties
Soort accu	Lood accu
Spanning	24 V
Accucapaciteit	2,9 Ah
<b>Acculader type LINAK CHJ2</b>	
Netspanning (input)	100-240 V 50-60 Hz

<b>SMOVE touch&amp;move</b>			
	Onderdeel	Specificaties	
A	Hoogste positie tilarm	158	cm
B	Laagste positie tilarm	90	cm
C	Hoogte van het onderstel	11,5	cm
D	Ruimte onder het onderstel	6	cm
E	Bereik tilarm op laagste positie	31	cm
F	Bereik tilarm op hoogste positie	(-)23*	cm
G	Lengte tilarm	59	cm
H	Volledige lengte	120	cm
I	Hoogte duwbeugel & minimale totale hoogte	120	cm
J	Maximale totale hoogte	158	cm
K	Maximale breedte	105	cm
L	Interne breedte bij maximale spreiding	90	cm
M	Minimale breedte	64	cm
N	Interne breedte bij minimale spreiding	54	cm
-	Maximale draaicirkel	145,5	cm
-	Maximaal gewicht	200	cm
-	Tijdsduur volledige tilbeweging	15	sec
-	Totaal gewicht	80	kg

\* Bereik valt achter de knie/beensteunen

<b>Accu SMOVE touch&amp;move</b>	
Onderdeel	Specificaties
Soort accu	Gel accu
Spanning	2x 12 V
Accucapaciteit	12.3 Ah
<b>Acculader type Cellpower L CP 24020-3PIN</b>	
Netspanning (input)	100-240 V 50-60 Hz
Output	24VDC 2A

## Bijlage B: Identificatie Labels

### Uitleg symbolen



Lees voor gebruik de handleiding



Serienummer



CE-marketing  
Verordening (EU) 2017/745  
Medische hulpmiddelen klasse I



Productie datum



Medisch hulpmiddel



Fabrikant

### SMOVE manueel verrijdbaar met clip-bevestiging



**SMOVE**  
manueel 3.0  
met clip-bevestiging  
**MAX 200 KG**

---

Spanning 24V DC   Cap. 10Ah   IPx2

---

 Lees voor gebruik de handleiding.  
Alleen opladen met bijgeleverde lader.

 Verordening (EU) 2017/745  
NEN-EN-ISO 10535

 Medisch hulpmiddel klasse I

---

 PTM 109 0054

 **Jaar-week** 2020-20

---

 **JOYinCARE**  
Industrieweg 47, 8071 CS Nunspeet  
T. 0341-768080 info@joyincare.com

### SMOVE touch&move met clip-bevestiging



**SMOVE**  
touch&move 3.0  
met clip-bevestiging  
**MAX 200 KG**

---

Spanning 24V DC   Cap. 12Ah   IPx2

---

 Lees voor gebruik de handleiding.  
Alleen opladen met bijgeleverde lader.

 Verordening (EU) 2017/745  
NEN-EN-ISO 10535

 Medisch hulpmiddel klasse I

---

 PTM 109 0054

 **Jaar-week** 2020-20

---

 **JOYinCARE**  
Industrieweg 47, 8071 CS Nunspeet  
T. 0341-768080 info@joyincare.com

**SMOVE manueel verrijdbaar  
met lus-bevestiging**



**SMOVE**  
manueel 3.0  
met lus-bevestiging  
**MAX 200 KG**

Spanning 24V DC Cap. 10Ah IPx2

 Lees voor gebruik de handleiding.  
Alleen opladen met bijgeleverde lader.

 Verordening (EU) 2017/745  
NEN-EN-ISO 10535


 Medisch hulpmiddel klasse I

 PTM 109 0054

 Jaar-week 2020-20


 JOYinCARE  
Industrieweg 47, 8071 CS Nunspeet  
T. 0341-768080 info@joyincare.com


**SMOVE touch&move  
met lus-bevestiging**





**SMOVE**  
touch&move 3.0  
met lus-bevestiging  
**MAX 200 KG**


Spanning 24V DC Cap. 12Ah IPx2


 Lees voor gebruik de handleiding.  
Alleen opladen met bijgeleverde lader.

 Verordening (EU) 2017/745  
NEN-EN-ISO 10535

 Medisch hulpmiddel klasse I

 PTM 109 0054

 Jaar-week 2020-20

 JOYinCARE  
Industrieweg 47, 8071 CS Nunspeet  
T. 0341-768080 info@joyincare.com



[www.joyincare.com](http://www.joyincare.com)

plezier in de zorg, **zorgen met plezier.**